

cardiofax[®]

Electrocardiógrafo ECG-3150

Diagnóstico de calidad al alcance de la mano



Diagnóstico de calidad al alcance de la mano

Datos precisos para un diagnóstico más rápido

Nuestra avanzada tecnología de filtrado elimina el ruido con menos distorsión de la forma de onda. El programa de análisis ECAPS 12C ECG de Nihon Kohden proporciona más de 200 resultados con un análisis detallado. Se compone de una base de datos de verificación de contornos con 13.000 ECGs y una base de datos de verificación de ritmos con 19.000 ECGs.


Identifique una arritmia repentina

La pantalla TFT a color de 5 pulgadas realiza una monitorización clara de la forma de onda de 12 derivaciones y reduce la posibilidad de rehacer la prueba. Almacene los últimos 3 minutos de todas las formas de onda de las derivaciones ECG en la memoria interna y asegúrese de que no se pierda información importante.

Examinación de calidad en cualquier lugar


Su peso extremadamente ligero y compacto garantiza una movilidad sin estrés. La batería de larga duración* permite un examen de calidad y portátil en cualquier lugar.

*180 minutos o más, dependiendo de las condiciones



Excelente accesibilidad a los datos de los pacientes


Cardiofax C ECG-3150 soporta varios tipos de salida de datos, que se conecta a través de una red LAN o un módulo LAN inalámbrico integrado.



Con la función de “consulta de pacientes”, los datos de los pacientes se pueden descargar al Cardiofax C para alinearse con el próximo examen de ECG. Junto con la gama de ECG, la interfaz de datos y nuestra herramienta de gestión del flujo de trabajo **polaris.one**, una fuerte combinación está a su alcance.


El “Web Server” del Cardiofax C proporciona una solución simple y única para gestión de datos.

* Un navegador web y un sistema compatible son necesarios para el uso interno de la red.




Ejemplos de registro

12 ondas de ECG de 12 derivaciones (3 curvas x 4 grupos) con resultados del análisis



Registro de ritmo de 1 canal



Opciones



- Carrito, KD-105D/E
- Gancho sujetador para cable de paciente, KH-100D
- Unidad de memoria USB, DTSE9G2/16GB o equivalente
- Módulo LAN inalámbrico, QI-330D
- Conjunto de baterías, SB-301DC

Especificaciones Cardiofax C (ECG-3150)

Dimensiones	260 A x 75 A x 172 P mm
Peso	1,1 kg (sin contar con la batería ni el papel de registro)
Tiempo de funcionamiento con batería	180 minutos
Pantalla: Tamaño, tipo y resolución	5", 800x480 puntos, TFT de color
Número de canales de registro	3
Memoria	Interna: 800 ECGs, unidad USB 3.000 ECGs o más
Velocidad del papel	25, 50 mm/s
Ancho del papel de registro	63 mm
Norma de seguridad y funcionamiento	IEC 60601-1 Ed3.1: 2012, IEC 60601-2-25: 2011, IEC 60601-1-2: 2014

NIHON KOHDEN IBERICA S.L.
C/Toronga 23, Oficina 1, 28043 Madrid, España
Teléfono: +34 91 7161080, Fax: +34 91 3004676
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: info@nkib.es

NIHON KOHDEN EUROPE GmbH
Raiffeisenstrasse 10, 61191 Rosbach, Alemania
Teléfono: +49 6003 827 0, Fax: +49 6003 827 599
Internet: <https://eu.nihonkohden.com>, E-mail: info@nke.de

NIHON KOHDEN CORPORATION
1-31-4 Nishiokichai, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8560, Japón
Teléfono: +81 (3) 59 96-80 36, Fax: +81 (3) 59 96-81 00
Internet: www.nihonkohden.com