

MADA - FILTRO DE ESPIROMETRÍA “TUBE - B”

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO



Para uso durante pruebas de función pulmonar con:
espirómetros MicroMedical/Microlab - Mir - Vitalograph

Descripción:

Filtración de barrera para la protección del paciente, del personal sanitario y del equipo frente a la contaminación bacteriana y vírica.

Filtro con “boquilla anatómica ovalada” que permite un bloqueo adecuado de la boca, evitando posibles fugas y dispersión por los laterales de la misma.

<i>Código de artículo:</i>	30812 ADULTO / PEDIÁTRICO (envasado individualmente)
<i>Carcasa:</i>	Poliestireno (HIPS), reciclable
<i>Membrana de filtración:</i>	Polipropileno hidrófobo (TECHN)
<i>Sellado:</i>	Ultrasónico
<i>Tipo de filtración:</i>	Electrostática / Mecánica
<i>Resistencia al flujo:</i>	0,93 cm H₂O / (l/s) Caudal: 14,00 l/s — cumple ATS <1,5 cm H₂O/l
<i>Eficacia de filtración bacteriana:</i>	>99,99 %
<i>Eficacia de filtración vírica:</i>	>99,9 %
<i>Espacio muerto:</i>	32,00 ml (conector no incluido)
<i>Área de filtración:</i>	11,46 cm²
<i>Área de filtración de intercambio:</i>	> 34,00 cm²
<i>Dimensiones internas ovaladas:</i>	18,00 x 28,00 mm
<i>Peso:</i>	18,00 g
<i>Procedimiento de trabajo:</i>	CE 0477 — Clase IIa — Eurofins Un solo uso (desechable)
<i>Cantidad / caja:</i>	250 uds.

ENSAYO: Nelson Laboratories (EE. UU.) | Coronati Consulting: ENSAYOS DE BIOCOMPATIBILIDAD

NOTAS: un solo uso por paciente. Libre de PVC y de látex. No estéril.

Reglamento de Productos Sanitarios — Directiva 93/42/CEE

Se puede solicitar cualquier tamaño de adaptador.