

MADA - FILTRO DE ESPIROMETRÍA “TUBE”

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

FILTRO DE ESPIROMETRÍA “TUBE”



Para uso durante pruebas de función pulmonar con:
espirómetros CareFusion - Jaeger

Descripción:

Filtración de barrera para la protección del paciente, del personal sanitario y del equipo frente a la contaminación bacteriana y vírica.

Filtro con “boquilla anatómica ovalada” que permite un bloqueo adecuado de la boca, evitando posibles fugas y dispersión por los laterales de la misma.

Código de artículo:	30811 ADULTO / PEDIÁTRICO (envasado individualmente)
Carcasa:	Poliestireno (HIPS), reciclable
Membrana de filtración:	Polipropileno hidrófobo (TECHN)
Sellado:	Ultrasónico
Tipo de filtración:	Electrostática / Mecánica
Resistencia al flujo:	0,93 cm H ₂ O / (l/s) Caudal: 14,00 l/s — cumple ATS <1,5 cm H ₂ O/l
Eficacia de filtración bacteriana:	>99,99 %
Eficacia de filtración vírica:	>99,9 %
Espacio muerto:	32,00 ml (conector no incluido)
Área de filtración:	11,46 cm ²
Área de filtración de intercambio:	> 34,00 cm ²
Dimensiones internas ovaladas:	18,00 x 28,00 mm
Peso:	18,00 g
Procedimiento de trabajo:	CE 0477 — Clase IIa — Eurofins Un solo uso (desechable)
Cantidad / caja:	250 uds.

ENSAYO: Nelson Laboratories (EE. UU.) | Coronati Consulting: ENSAYOS DE BIOCOMPATIBILIDAD

NOTAS: un solo uso por paciente. Libre de PVC y de látex. No estéril.

Reglamento de Productos Sanitarios — Directiva 93/42/CEE

Se puede solicitar cualquier tamaño de adaptador.