

MADA - FILTRO DE ESPIROMETRÍA 83 naranja "KIT"



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Para uso durante pruebas de función pulmonar **Espirómetros: Carefusion - Jaeger**

Descripción: **Filtro:** filtración de barrera para la protección del paciente, del personal y del equipo frente a la contaminación bacteriana y vírica.

Filtro + Boquilla anatómica con mordedura + Pinza nasal

Código de artículo:

- envasado individualmente: **30894** (30886 + 30861 + 30851)

Materiales:

- carcasa: **Poliestireno (HIPS) reciclable**
- medio filtrante: **Polipropileno hidrófobo TECHN 200**
- boquilla: **PVC blando (no tóxico)**
- pinza nasal: **PoliAcetato (POM) - Durecon M270**
- sellado: **Ultrasónico**

Tipo de filtración: **Electrostática / Mecánica**

Resistencia al flujo: (cumple ATS)

- Caudal 14,00 L/seg < **0,79 cm H₂O / (L/s)**

Eficacia de filtración bacteriana:

Caudal 30 L/min * **99,9999 %**

Caudal 55 L/min ** **99,99 %**

Caudal 750 L/min ** **99,97 %**

Eficacia de filtración vírica:

Caudal 30 L/min * **99,999 %**

Caudal 55 L/min ** **99,95 %**

Caudal 750 L/min ** **99,94 %**

Espacio muerto del filtro: **38,20 ml**

(conector no incluido)

Área de filtración: **53,75 cm²**

Peso del filtro: **32,00 g**

Procedimiento de trabajo: **CE 0477 Clase IIa - Eurofins**

Desechable

Cantidad / caja: **80 uds.**

* Laboratorios NELSON - EE. UU. -

** HPA PD Biosafety Investigation Unit CAMR - Reino Unido -

NOTAS: uso individual por paciente. Libre de látex.

Reglamento de Productos Sanitarios — Directiva 93/42/CEE

Se puede solicitar cualquier tamaño de adaptador.