

MADA - FILTRO DE ESPIROMETRÍA 83 amarillo "KIT"



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Para uso durante pruebas de función pulmonar **Espirómetros: MicroMedical - Mir - Vitalograph**

Descripción: **Filtro:** filtración de barrera para la protección del paciente, del personal y del equipo frente a la contaminación bacteriana y vírica.

Filtro + Boquilla anatómica con mordedura

Código de artículo:

- envasado individualmente: **30865** (30887 + 30861)

Materiales:

- carcasa: **Poliestireno (HIPS) reciclable**
- medio filtrante: **Polipropileno hidrófobo TECHN 200**
- boquilla: **PVC blando (no tóxico)**
- sellado: **Ultrasónico**

Tipo de filtración: **Electrostática / Mecánica**

Resistencia al flujo: (cumple ATS)

- Caudal 14,00 L/seg < **0,79 cm H₂O / (L/s)**

Eficacia de filtración bacteriana:

Caudal 30 L/min * **99,999 %**

Caudal 55 L/min ** **99,99 %**

Caudal 750 L/min ** **99,9 %**

Eficacia de filtración vírica:

Caudal 30 L/min * **99,999 %**

Caudal 55 L/min ** **99,95 %**

Caudal 750 L/min ** **99,9 %**

Espacio muerto del filtro: **38,20 ml**

(conector no incluido)

Área de filtración: **53,75 cm²**

Peso del kit: **50,00 g**

Procedimiento de trabajo: **CE 0477 Clase IIa - Eurofins**

Desechable

Cantidad / caja: **100 uds.**

* Laboratorios NELSON - EE. UU. -

** HPA PD Biosafety Investigation Unit CAMR - Reino Unido -

NOTAS: uso individual por paciente. Libre de látex.

Reglamento de Productos Sanitarios — Directiva 93/42/CEE

Se puede solicitar cualquier tamaño de adaptador.
