

MADA - FILTRO DE ESPIROMETRÍA TUBE “KIT”



Para uso durante pruebas de función pulmonar: **Espirómetros: CareFusion - Jaeger**

Descripción:

Filtro: filtración de barrera para la protección del paciente, del personal y del equipo frente a la contaminación bacteriana y vírica.

Filtro + Pinza nasal “FOAM”

Código de artículo:

- envasado individualmente: **30909 Adulto / Pediátrico** (30811 + 30851)

Materiales:

- carcasa: **Poliestireno (HIPS) reciclable**
- medio filtrante: **Polipropileno hidrófobo (TECHN)**
- pinza nasal: **PoliAcetato (POM) - Durecon M270**
- sellado: **Ultrasónico**

Tipo de filtración: **Electrostática / Mecánica**

Resistencia al flujo: (cumple ATS)

- Caudal 12,00 L/seg < 0,93 cm H₂O / (L/s)

Eficacia de filtración bacteriana: **99,9 %**

Eficacia de filtración vírica: **99,9 %**

Espacio muerto del filtro: **32,00 ml**
(conector no incluido)

Área de filtración: **11,46 cm²**

Área de filtración de intercambio: **> 34,00 cm²**

Peso del filtro: **18,00 g**

Procedimiento de trabajo: **CE 0477 Clase IIa - Eurofins**
Desechable

Cantidad / caja: **150 uds.**

ENSAYO: Laboratorios NELSON - EE. UU. -

NOTAS: uso individual por paciente. Libre de látex.

Reglamento de Productos Sanitarios — Directiva 93/42/CEE

Se puede solicitar cualquier tamaño de adaptador.